

Інформація, щодо процедур закупівель

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».

Найменування предметів закупівлі із зазначенням коду ДК 021 2015	Вид та ідентифікатор процедури закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі	обґрунтування:																
			обсягів закупівлі	технічних та якісних характеристик закупівлі	оцікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення	бюджетне призначення													
Код ДК 021: 2015 33690000 -3 Лікарські засоби різні	Відкриті торги з особливостями Закупівля здійснюється відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» та ПКМУ №1178 від 12.10.2022р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг	844500 грн з ПДВ <u>UA-2023-06-29-010422-a</u>	На підставі потреби (рапорту лікаря-лаборанта-імунолога)	ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ Якщо інше не вимагається окремо, учасник має право надавати документи скановані з оригіналів або копій документів. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку. В місяцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». <i>В місяцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».</i> У випадку, якщо Учасник закупівлі запропонує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження від виробника товару повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару. 1.Технічна специфікація <table><tr><th>№</th><th>Код НК 024:2023</th><th>Назва номенклатурної позиції предмета</th><th>Характеристика/ параметр</th><th>Одиниця виміру</th><th>Кількість*</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>			№	Код НК 024:2023	Назва номенклатурної позиції предмета	Характеристика/ параметр	Одиниця виміру	Кількість*							Кошти НСЗУ
№	Код НК 024:2023	Назва номенклатурної позиції предмета	Характеристика/ параметр	Одиниця виміру	Кількість*														

	для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» UA-2023-06-27-011756-a				закупівлі					
					1	2	3	4	5	6
					52691 - Стандартні еритроцити для перекресного визначення груп крові за системою АВ0 IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Набір №1 Стандартні еритроцити для визначення груп крові людини за системами АВ0, Rhesus	Набір №1-20 призначений для визначення груп крові за системою АВ0 шляхом виявлення антитіл анти-А і анти-В в сироватці крові людини, для контролю якості (специфічності та активності) діагностичних моноклональних реагентів шляхом виявлення моноклональних антитіл за допомогою реакції прямої аглютинації на площині, в пробірках та мікроплатах; а також для визначення імунних антиеритроцитарних антитіл за системою антигенів АВ0 та Rhesus з використанням розчину желатину 10% або непрямим антиглобуліновим тестом (НАГТ) в пробірках. Термін придатності - не менше 30 діб. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару	набір	8	
					59172 - Пеніцилін G, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Бензилпеніцилін (Пеніцилін G) БЕН 10 ОД	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів.	фл	15	

						Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару			
				46191 - Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ампіцилін АМП 10 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В	фл	10	

						гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару				
					62022 - Клотримазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Клотримазол 10 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару	фл	1	
					46156 - Амоксицилін/кла	Диски для	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом	фл	10	

					вуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Амоксицилін/клавуланова кислота для стафілококів (Амоксиклав) АМО 20/10 мкг	ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпритації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару			
					52206 - Криптоспоридії парвум, антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD (діагностика in vitro), реагент	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тикарцилін/клавуланова кислота ТКР 75/10 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до	фл	10	

						лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару			
				59147 - Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Меропенем MER 10 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора	фл	15	

						(уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару				
					40562 - Ампіцилін/сульбактем-диски для тестування на чутливість АВД	Диски Ампіцилін - Сульбактам (10+10) мкг)	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження : Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки : Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару	фл	5	

					42487 - Диски для тестування на чутливість з цефуроксимом натрію, IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефуроксим 30 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару	фл	5	
					46008 - Цефоперазонаві диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефоперазон/сульфобактам 75/30 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою	фл	15	

						штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпритації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару				
					46008 - Цефоперазону диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефоперазон 75 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпритації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження	фл	8	

							учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару			
					44483 - Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефтазидим 30 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в	фл	15	

						яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару				
					44483 - Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефтріаксон 30 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпритації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару	фл	15	
					37573 - Цефепім мінімальна інгібувальна концентрація IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Цефепім 30 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпритації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі		20	

						речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару				
					38720 - Цефокситин-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски Цефокситин (30 мкг)	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про	фл	10	

						номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару				
					45529 - Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Гентаміцин 10 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару	фл	8	
					45445 - Амікацинові диски для	Диски для визначення	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013	фл	15	

					тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro)	чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Амікацин 30 мкг	Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару			
					41910 - Диск IVD (діагностика in vitro) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Еритроміцин 15 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації	фл	10	

						чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару				
					59139 - Левовфлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Левоміцетин 30 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні	фл	10	

						повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару				
					45347 - Кларитроміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Кліндаміцин 2 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження : Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки : Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару	фл	10	

					59204 - Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тетрациклін 30 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару	фл	10	
					59183 - Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Рифампіцин 5 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою	фл	8	

						штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпритації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару				
					45359 - Ципрофлоксацин ові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ципрофлоксацин 5 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпритації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження	фл	10	

						учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару				
					59209 - Тобраміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Тобраміцин 10 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження : Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки : Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Перевірено АТСС штамами Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на	фл	10	

						українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару				
					59162 - Норфлораксин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Норфлораксин 10 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження : Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпритації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки : Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару	фл	10	
					45499 - Гатифлораксацино ві диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Гатифлораксин 5	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження : Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на	фл	5	

						мкг	поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-...тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару			
					37722 - Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на чутливість до азтреонаму	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Азтреонам 30 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки	фл	10	

						запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару				
					44483 - Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro)	Диски Піперацилін-Тазобактам (30/6 мкг)	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції	фл	10	

						декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару				
					46169 - Диски імipенему для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Іміпенем/циластатин 10/10 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження : Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки : Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару	фл	10	
					44483 - Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований.	фл	12	

						засобів - Цефотаксим 30 мкг	Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару			
					59143 - Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Лінезолід 30 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних	фл	15	

						концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару				
					59212 - Триметоприм/сульфаметоксазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски Ко-тримоксазол (25 мкг)	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель,	фл	8	

						назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару				
					59213 - Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Ванкоміцин 5 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару	фл	12	
					59201 - Тейкопланін, диски для тестування на	Диски для визначення чутливості	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм),	фл	8	

					чутливість IVD (діагностика in vitro)	мікроорганізмів до лікарських засобів - Тейкопланін 30 мкг	просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару			
					59139 - Левофлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Левофлоксацин 5 мкг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів.	фл	10	

						Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару				
					59159 - Нітрофурантоїн, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro)	Диски Нітрофурантоїн (100 мкг)	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В	фл	3	

						гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару				
					42738 - Диски для тестування на чутливість жовч-ескуліну, IVD (діагностика in vitro)	Диски для визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів - Жовч ЖОВ 3 мг	Визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів диско-дифузійним методом ТУ У 20.5-37219230-003:2013 Склад : Картон фільтрувальний (діаметром 6 мм), просочений розчином лікарської речовини, у дозуванні згідно таблиць 1, 2 та 3. Вологопоглинач пакетований. Метод дослідження: Аналіз проводять після висіву досліджуваних штамів на агар Мюллера-Хінтона, на поверхню якого наносять диски з відповідним лікарським засобом. Діаметр зони визначають візуально, за повним пригніченням росту мікроорганізмів. За допомогою штангенциркуля або лінійки вимірюють діаметр зони, з точністю до 1 мм. Оцінку чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів визначають за таблицею інтерпретації чутливості мікроорганізмів. Заходи безпеки: Тільки для діагностики in vitro. Діючі речовини у дисках використовуються у нетоксичних концентраціях. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару	фл	20	
					36085 - Оптихін/етилгідр	Диски для	Диски на чутливість до антимікробних препаратів виготовлені з високоякісного паперу відповідно до	фл	10	

					окупреїн диференціювальний диск IVD (діагностика in vitro)	визначення чутливості мікроорганізмів до лікарських засобів Оптохін	рекомендацій ВООЗ та FDA. Діаметр диска 6 мм. Диски відповідають чинним нормам згідно EUCAST Диски виготовляються за системами якості ISO 9001:2015 та EN ISO 13485:2016 ISO 11133:2014 Флакон на 100 шт Термін придатності 3 роки Перевірено АТСС штамами Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару																											
					54518 - Глюкоза сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз	Тест-смужки діагностичні для аналізу сечі CITOLAB 11M, 100 шт.	1. Тест-смужки забезпечують швидке напівкількісне визначення 11 показників у сечі. 2. Тривалість проведення аналізу - 1 – 2 хв. 3. Порогові рівні речовин: <table><tr><th>Речовина</th><th>Пороговий рівень</th></tr><tr><td>Білок</td><td>10-15 мг/дл.</td></tr><tr><td>Глюкоза</td><td>50 мг/дл.</td></tr><tr><td>Кетони</td><td>5 мг/дл.</td></tr><tr><td>Уробіліноген</td><td>1 од. Ерліха/дл.</td></tr><tr><td>Білірубін</td><td>0,5 мг/дл.</td></tr><tr><td>Питома вага</td><td>Від 1,000 до 1,030 з кроком 0,005.</td></tr><tr><td>Кров</td><td>10 Ер/мкл.</td></tr><tr><td>pH</td><td>Від 5 до 9 з точністю до 1 одиниці.</td></tr><tr><td>Лейкоцити</td><td>20-25 Лей/мкл</td></tr><tr><td>Нітрити</td><td>0,05 мг/дл нітрит іонів</td></tr><tr><td>Аскорбінова кислота</td><td>г/дл.</td></tr></table> 4. Тести зберігаються при кімнатній температурі від +2 до +30 С. 5. Термін придатності тестів 24 місяці при зберіганні смужок в контейнері.	Речовина	Пороговий рівень	Білок	10-15 мг/дл.	Глюкоза	50 мг/дл.	Кетони	5 мг/дл.	Уробіліноген	1 од. Ерліха/дл.	Білірубін	0,5 мг/дл.	Питома вага	Від 1,000 до 1,030 з кроком 0,005.	Кров	10 Ер/мкл.	pH	Від 5 до 9 з точністю до 1 одиниці.	Лейкоцити	20-25 Лей/мкл	Нітрити	0,05 мг/дл нітрит іонів	Аскорбінова кислота	г/дл.	Укр. 30		
Речовина	Пороговий рівень																																	
Білок	10-15 мг/дл.																																	
Глюкоза	50 мг/дл.																																	
Кетони	5 мг/дл.																																	
Уробіліноген	1 од. Ерліха/дл.																																	
Білірубін	0,5 мг/дл.																																	
Питома вага	Від 1,000 до 1,030 з кроком 0,005.																																	
Кров	10 Ер/мкл.																																	
pH	Від 5 до 9 з точністю до 1 одиниці.																																	
Лейкоцити	20-25 Лей/мкл																																	
Нітрити	0,05 мг/дл нітрит іонів																																	
Аскорбінова кислота	г/дл.																																	

						6. Після відкриття контейнеру смужки стабільні протягом 6 місяців 7. В наявності є компенсаторна зона, яка слугує маркером придатності для роботи з аналізатором. 8. Використовується виключно з аналізатором сечі CITOLAB READER 300. Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат			
					58237 - Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro), автоматичні/напівавтоматичні системи	ABX MINIDIL LMG, ізотонічний розчин (20 л/уп)	Буферний розчинник зразків ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат.	уп	25
					59058 - Мийний/очишувальний розчин IVD (діагностика in vitro) для автоматизованих/напівавтоматизованих систем	ABX CLEANER, ферментативний розчин (1 л/уп)	Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматизованих систем Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат.	уп	14
					61165 - Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro)	ABX MINILYSE LMG, лізуючий розчин (1 л/уп) (0702010)	Рреагент для лізису клітин крові ІВД Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат	уп	10
					55866 - Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал	ABX MINOTROL 16 2N розчин для контролю (2x2,5 мл)	Підрахунок клітин крові ІВД, контрольний матеріал Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат	уп	20
					62707 - Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro)	Телурит калію - набір для використання розчину телуриту калію як допоміжного реактиву у якості інгібітору (REF	СКЛАД НАБОРУ Розчин телуриту калію (20,0 ± 1,0)г/л - 10 ампул по (5,0 ± 0,5)мл. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Набір призначений для використання як допоміжного реактиву у якості інгібітору в клініко-діагностичних і біохімічних лабораторіях та науково-дослідницькій практиці	набір	3

					ПС020.01)	Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат			
				43203 - Набір для проведення тимолової проби	Тимолова проба - набір для проведення тимолової проби з сироваткою крові людини (REF HP021.01)	Склад набору 1. Тимоловий реагент -1 флакон з (16,5 ± 1,5) мл; - тимол (7,89 ± 0,50) %; - спирто-альдегідна фракція (55,05 ± 2,50) %; - малеїнова кислота (1,43 ± 0,10) %; - тріс-(гідроксиметил)-амінометан (4,05 ± 0,20)%. 2. Розчин хлориду барію (48 ± 2) ммоль/л – 1 ампула з (5,0 ± 0,3) мл; 3. Концентрат розчину порівняння 1- 1 флакон з (11,0 ± 0,5) мл. АНЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Діапазон визначаємого помутніння – від 0 од. S-H до 20 од. S-H (Shank та Hoagland). Коефіцієнт варіації визначення - не більше 10 %. Набір розрахований на 228 макро-, 457 напівмікро- або 915 мікрОВизначень. Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат	набір	4	
				51689 - Staphylococcus aureus, загальні антитіла до стафілолізину IVD (діагностика in vitro), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)	Плазма кроляча цитратна суха	Ліофілізована плазма кроликів, що містить ЕДТА, для тесту на коагулазну активність. Склад: Плазма ліофілізована, отримана із крові кроликів, 4 мл — 5 флаконів в упаковці. Перевірено ATCC штамами Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару Учасник повинен підтвердити можливість поставки	уп	7	

						запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару			
				51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Anti-Salmonella O 4, 1 мл (TR 1302)	<u>Характеристики:</u> Тест-реагенти являють собою абсорбовані сироватки, отримані від імунізованих кроликів, і містять суміш абсорбованих сироваток імунізованих кроликів і моноклональних антитіл, або тільки моноклональні антитіла. 1фл*1мл. Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат.	фл	1	
				51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Anti-Salmonella O 9, 1 мл (TR 1307)	<u>Характеристики:</u> Тест-реагенти являють собою абсорбовані сироватки, отримані від імунізованих кроликів, і містять суміш абсорбованих сироваток імунізованих кроликів і моноклональних антитіл, або тільки моноклональні антитіла. 1фл*1мл. Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат.	фл	1	
				51535 - Множинні види Salmonella,	Anti-Salmonella H q, 1 мл (TS 1415)	<u>Характеристики:</u> Тест-реагенти являють собою абсорбовані сироватки, отримані від імунізованих	фл	1	

					загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації		кроликів, і містять суміш абсорбованих сироваток імунізованих кроликів і моноклональних антитіл, або тільки моноклональні антитіла. 1фл*1мл. Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат.			
					51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Anti-Salmonella H m, 1 мл (TS 1413)	<u>Характеристики:</u> Тест-реагенти являють собою абсорбовані сироватки, отримані від імунізованих кроликів, і містять суміш абсорбованих сироваток імунізованих кроликів і моноклональних антитіл, або тільки моноклональні антитіла. 1фл*1мл. Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат.	фл	1	
					51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Anti-Salmonella H 2, 1 мл (TR 1433)	<u>Характеристики:</u> Тест-реагенти являють собою абсорбовані сироватки, отримані від імунізованих кроликів, і містять суміш абсорбованих сироваток імунізованих кроликів і моноклональних антитіл, або тільки моноклональні антитіла. 1фл*1мл. Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат.	фл	1	
					51535 - Множинні види Salmonella, загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Anti-Salmonella H 5, 1 мл	<u>Характеристики:</u> Тест-реагенти являють собою абсорбовані сироватки, отримані від імунізованих кроликів, і містять суміш абсорбованих сироваток імунізованих кроликів і моноклональних антитіл, або тільки моноклональні антитіла. 1фл*1мл. Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат.	фл	1	
					51535 - Множинні види Salmonella,	Anti-Salmonella H 6, 1 мл	<u>Характеристики:</u> Тест-реагенти являють собою абсорбовані сироватки, отримані від імунізованих	фл	1	

					загальні антитіла IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації		кроликів, і містять суміш абсорбованих сироваток імунізованих кроликів і моноклональних антитіл, або тільки моноклональні антитіла. 1фл*1мл. Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат.			
					51600 - Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Anti-Shigella flexneri тип 1 до 6 і група 3,4(y), 6, 7,8(x) (TS 1901)	Тест-реагенти призначені для серологічної детекції та визначення серовара штамів Shigella, ізольованих з досліджуваного матеріалу людського та іншого походження, за допомогою реакції аглютинації на предметному склі. Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат.	фл	1	
					51600 - Множинні види Shigella, антигени ізоляту культури IVD (діагностика in vitro), набір, реакція аглютинації	Anti-Shigella sonnei S- і F-форма фаза I і II (TR 2014)	Тест-реагенти призначені для серологічної детекції та визначення серовара штамів Shigella, ізольованих з досліджуваного матеріалу людського та іншого походження, за допомогою реакції аглютинації на предметному склі. Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат.	фл	1	
					55864 - Імітатори клітин крові для калібрування/ контролювання IVD (діагностика in vitro), реагент	Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний Para 12 Extend: 3 x 2.5 мл (1 Низький, 1 Норма, 1 Високий)	Призначення :Для оцінки точності та достовірності результатів, отриманих на гематологічних аналізаторах. Об'єм фасування, мл-3 флакони по 2,5 Температура зберігання,С – 2-8 Наявність у паспорті атестованих значень: для MicroCC 20+ Загальний термін придатності, місяців : 6 Гарантований термін придатності після вскриття, днів – 30 Кількість атестованих показників -12 Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат.	набір	10	
					61165 - Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro)	ABX MINOTROL 16 (2H)розчин для контролю	- Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат.	уп	20	
					61165 - Реагент	ABX MINOTROL	- Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал	уп	20	

					для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro)	16 (2L)розчин для контролю	Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат.			
					43685 - Набір для визначення ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)	Набір для ідентифікації грамнегативних бактерій ID 32 GN(32100)	Набір для ідентифікації грамнегативних бактерій , 25 стрипів + 25 розч. Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат	набір	1	
					43685 - Набір для визначення ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)	Набір для визначення чутливості до антибіотиків мікроорганізмів роду Pseudomonas та інших грамнегативних аеробних/мікроаерофільних бактерій ATB PSE 5 412067	Набір для визначення чутливості до антибіотиків мікроорганізмів роду Pseudomonas та інших грамнегативних аеробних/мікроаерофільних бактерій Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат	набір	1	
					43685 - Набір для визначення ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)	Набір для ідентифікації дріжджів ID 32 C (25 стрипів + розчинів) (32200)	Набір для ідентифікації грамнегативних бактерій , 25 стрипів + 25 розч. Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат	уп	1	
					43685 - Набір для визначення ізоляту культури грамнегативних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)	Набір для визначення чутливості дріжджів до антимікотиків ATB FUNGUS 3 (25 стрипів + розчинів) (14204)	Набір для ідентифікації грамнегативних бактерій , 25 стрипів + 25 розч. Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат	уп	1	

					43736 - Реагент для визначення ізоляту культури грампозитивних бактерій/профіль антимікробної чутливості, IVD (діагностика in vitro)	Розчин NaCl 0,85% (20070)	API NaCl 0.85 % Medium розчин 100амп.по 2мл Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат	уп	1																									
					58600 - БЛРС-агар для ентеробактерій (Enterobacteriacia e), живильне середовище IVD (діагностика in vitro), хромогенне	"ЛАКТОЗО-ЦИСТЕЇНОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ З БРОМТИМОЛОВИМ СИНІМ (C.L.E.D.) / АГАР МАККОНКІ З КРИСТАЛВІОЛЕТОМ І 0,15% ЖОВЧНИХ СОЛЕЙ (Подвійна чашка)"	<u>C.L.E.D. Агар</u> – Середовище для виділення, підрахунку та ідентифікації збудників сечових інфекцій спираючись на їх здатність до ферментації лактози. <u>АГАР МАККОНКІ</u>– Селективне та диференційне середовище для виявлення <i>Enterobacteriaceae</i> з клінічних зразків та інших матеріалів, згідно USP / EP / JP. Подвійна чашка Ø 90 мм з 9 мл готового середовища C.L.E.D. та 9 мл готового середовища АГАР МАККОНКІ, вільна від мікроорганізмів. 20 чашок Петрі в картонній коробці (ламіновані по 10 чашок). Загальний термін придатності — 4 місяці від дати виготовлення. <table><tr><td>Склад C.L.E.D. AGAR</td><td>г/л</td></tr><tr><td>Пептичний перевар тваринної тканини</td><td>4,00</td></tr><tr><td>Гідролізат казеїну</td><td>4,00</td></tr><tr><td>М’ясний екстракт</td><td>3,00</td></tr><tr><td>Лактоза</td><td>10,00</td></tr><tr><td>L-цистин</td><td>0,128</td></tr><tr><td>Бромтимоловий синій</td><td>0,02</td></tr><tr><td>Агар</td><td>15,00</td></tr></table> <table><tr><td>Склад MACCONKEY AGAR</td><td>г/л</td></tr><tr><td>Пептон</td><td>20,00</td></tr><tr><td>Лактоза</td><td>10,00</td></tr><tr><td>Жовчні солі</td><td>1,50</td></tr></table>	Склад C.L.E.D. AGAR	г/л	Пептичний перевар тваринної тканини	4,00	Гідролізат казеїну	4,00	М’ясний екстракт	3,00	Лактоза	10,00	L-цистин	0,128	Бромтимоловий синій	0,02	Агар	15,00	Склад MACCONKEY AGAR	г/л	Пептон	20,00	Лактоза	10,00	Жовчні солі	1,50	шт	20	
Склад C.L.E.D. AGAR	г/л																																	
Пептичний перевар тваринної тканини	4,00																																	
Гідролізат казеїну	4,00																																	
М’ясний екстракт	3,00																																	
Лактоза	10,00																																	
L-цистин	0,128																																	
Бромтимоловий синій	0,02																																	
Агар	15,00																																	
Склад MACCONKEY AGAR	г/л																																	
Пептон	20,00																																	
Лактоза	10,00																																	
Жовчні солі	1,50																																	

						<table><tr><td>Натрію хлорид</td><td>5,00</td></tr><tr><td>Нейтральний червоний</td><td>0,03</td></tr><tr><td>Кристалічний фіолетовий</td><td>0,001</td></tr><tr><td>Агар</td><td>15,00</td></tr></table> Перевірено АТСС штамами. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник повинен надати оригінал гарантійного листа виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України). В гарантійному листі має бути зазначена інформація про номер ID UA-....тендеру в електронній системі закупівель, назву предмета закупівлі та назву учасника. Учасник надає в складі документів тендерної пропозиції декларацію та/або інструкцію та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності (допускається переклад на українську мову, якщо документ складений на іншій мові) в яких міститься інформація про характеристики запропонованого учасником товару	Натрію хлорид	5,00	Нейтральний червоний	0,03	Кристалічний фіолетовий	0,001	Агар	15,00			
Натрію хлорид	5,00																
Нейтральний червоний	0,03																
Кристалічний фіолетовий	0,001																
Агар	15,00																
				59090 - Глікозилований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro), набір, нефелометричний/турбідиметричний аналіз	Набір реагентів для визначення кількості глікозилизованого гемоглобіну в венозній крові ГЛІКОЗИЛЬОВАНИЙ ГЕМОГЛОБІН «СпЛ»	Склад набору 1. Реагент 1. Латексна суспензія 13%. Буфер, стабілізатор. 2. Реагент 2. Мишині антилюдські моноклональні антитіла – 0.05 мг/мл. Поліклональні козячі антитіла а до IgG миші – 0.8 мг/л. 3. Реагент 3. Гемолітичний реагент ! Не включає калібратори та контролі. Аналітичні характеристики 1. Лінійність вимірювального діапазону: від нижньої межі 2-15%. 2. Чутливість не менш 2%. 3. Коефіцієнт варіації результатів визначень – не більш 5%. Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат	набір	5									
				44435 - Контрольний матеріал для визначення глікованого гемоглобіну	Набір контролів для проведення контролю якості досліджень при визначенні	Склад набору Людська кров. Консервована. 1.Рівень 1 - 0,5 мл 2.Рівень 2 - 0,5 мл Стабільність після розведення: при 2-8°C не менш 30 днів	набір	2									

	(HbA1c), IVD (діагностика in vitro)	глікозильованого гемоглобіну КОНТРОЛЬ HbA1c-d, рівень 1,2	при -20°C не менш 3 місяців Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат		
	53315 - Глікований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro), калібратор	Набір калібраторів для калібрування при визначенні глікозильованого гемоглобіну КАЛІБРАТОР HbA1c-d	Склад набору Людська кров. Консервована. 1.Рівень 1 - 0,5 мл 2.Рівень 2 - 0,5 мл 3.Рівень 3 - 0,5 мл 4.Рівень 4 - 0,5 мл Стабільність після розведення: при 2-8°C не менш 30 днів Учасник надає гарантійний лист, що при поставці товару будуть надані: декларація та/або інструкція та/або сертифікат	набір	4

2. Загальні вимоги

- Можливість постачання товару партіями.
- Товари медичного призначення повинні бути дозволені до використання в Україні (надати копію реєстраційні посвідчення МОЗ України та/або декларації про відповідність технічному регламенту);
- На підтвердження якості товару, надати сертифікати якості та/або паспорти якості. (згідно умов специфікації)
- Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у необхідній кількості та відповідної якості, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження учасник (згідно специфікації) повинен надати оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера дистриб'ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником, у кількості зі строками придатності та в терміни, визначені документацією торгів та пропозицією учасника торгів;
- Термін придатності на момент поставки повинен бути не менше 80% загального терміну придатності, при умові їх зберігання відповідно до установлених норм та правил зберігання;
- Під час поставки товару, що є предметом закупівлі, Учасник повинен дотримуватися вимог щодо екологічної безпеки та норм із захисту довкілля, згідно чинного законодавства (надати гарантійний лист щодо використання заходів із захисту довкілля);
- При поставці товару Учасник гарантує надати інструкцію з використання реактиву та сертифікат якості та декларацію;
- Поставка товару на умовах DDP («Інкотермс-2010»), з розвантаженням на склад Замовника. Доставка товару здійснюється по заявці Замовника за адресою місця надання медичних послуг: 61093, Харківська обл,м. Харків, вул. Озерянська, буд 5 та за адресою місця надання медичних послуг:61051,Харківська обл,м. Харків, вул. Клочківська, буд 337 А
Учасник надає у складі тендерної пропозиції гарантійний лист у довільній формі про можливість дотримання загальних вимог, зазначених у розділі 2 цього додатка до тендерної документації.

9. Строк поставки товарів з дати укладання договору про закупівлю до 25 грудня 2023 року

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-06-29-010422-a
ідентифікатор плану закупівлі: UA-P-2023-06-29-003462-c

--	--	--	--	--	--

Уповноважена особа

Шостак Л.Х.

28.06.2023 р